

Solución Desinfectante de Alto Nivel Única

- Rápida - 5 minutos
- Fácil de usar
- Coste efectivo
- Excelente compatibilidad





Desinfectante de alto nivel rápido y eficaz,

la solución CIDEX OPA (ortho-phthalaldehyde) esta diseñada para asegurarle una rápida y sencilla desinfección de alto nivel (HLD) que como el glutaraldehído mantiene una excelente compatibilidad. CIDEX OPA actúa en 5 minutos frente un amplio espectro de microorganismos, incluyendo virus, hongos, bacterias y micobacterias.

Fácil de usar

La solución CIDEX OPA esta especialmente diseñada para aquellas instituciones sanitarias que buscan una solución mas eficaz para la desinfección de alto nivel (HLD) que otros aldehídos. CIDEX OPA no necesita activación, mezclas complejas o etapas de dilución, por ello la solución puede usarse directamente de la botella. CIDEX OPA; además tiene como característica su bajo olor.



Todas las marcas y/o nombres de productos son marcas registradas por los propietarios.

Coste efectivo

Con las tiras CIDEX OPA para verificar la concentración efectiva, la solución CIDEX OPA se puede reutilizar hasta 14 días. Su rápida desinfección de alto nivel (HLD) en 5 minutos asegura un coste eficaz en el procesado de instrumental, especialmente en salas de endoscopia. La excelente compatibilidad de CIDEX OPA permite además ser usado directamente sin necesidad de máquinas automáticas de procesado de endoscopios.

Compatible con una amplia gama de instrumental

La solución CIDEX OPA ofrece una excelente compatibilidad con los materiales y puede ser usada en un importante rango de áreas:

- Salas de endoscopia
- Hospitales de día
- Areas de cuidados intensivos
- Clínicas dentales

Compatibilidad con instrumentos médicos

CIDEX OPA ha sido testado, mostrando su compatibilidad con instrumentos médicos de gran variedad de fabricantes, incluyendo:

- Olympus
- Pentax Worlwide
- Corporación Acuson
- Circon ACMI

Una amplia gama de materiales también han sido testados, mostrando su compatibilidad:

- Metales / Plásticos
- Elastómeros
- Adhesivos
- Materiales dentales

Información Técnica

• Activador/Dilución

No es necesario, se usa siguiendo las instrucciones, directamente de la botella

• Concentración de uso

0.55% ortho-phthalaldehyde (orto-paraldeído)

• Especificaciones

Desinfección de alto nivel en 5 minutos. Virucida, Bactericida, Fungicida, y Tuberculicida

• Período de vida

Hasta 14 días o mediante el uso de tiras químicas de control de concentración mínima efectiva, CIDEX OPA

• Caducidad

2 años hasta la apertura de la botella, desde ese momento, hasta 30 días, siempre que el contenido sea conservado en la botella en lugar fresco

• Clasificación como instrumento médico

Clase II a, de acuerdo con la directiva de equipamiento (MDD) 93/42 EEC

• Desechado

Desechar directamente o neutralizar con glicerina. Entonces desechar, siguiendo la política del Hospital. (Nota: Por favor, léase y comprenda las instrucciones de uso, antes de usar este producto)

Producto	Código Internacional	Unidad de venta
CIDEX OPA	20391	Caja de 4 x 3.78 litros
Tiras químicas CIDEX OPA	20392	Caja de 2 botellas x 60 tiras
Tiras químicas CIDEX OPA	20393	Caja de 2 botellas x 15 tiras